

Nichimate Stepper

Dispensador repetitivo

Nichiryo - JPN

N° Cat. 00-NSTP



Características

- Hasta 40 variaciones de dispensación.
- Adecuado para dispensar líquidos viscosos debido al sistema de desplazamiento positivo.

Especificaciones Técnicas

| Jeringas | | Dial No | | | | | Exactitud (%) | Precisión (%) |
|----------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 00-NS-V** | 0.05 mL | 1 µL | 2 µL | 3 µL | 4 µL | 5 µL | ±5 | ≤8.0~≤3.0 |
| 00-NS-S** | 0.5 mL | 10 µL | 20 µL | 30 µL | 40 µL | 50 µL | ±1.5 | ≤1.4~≤0.6 |
| 00-NS-M** | 1.25 mL | 25 µL | 50 µL | 75 µL | 100 µL | 125 µL | ±1.2 | ≤0.8~≤0.5 |
| 00-NS-N** | 2.5 mL | 50 µL | 100 µL | 150 µL | 200 µL | 250 µL | ±0.7 | ≤0.8~≤0.3 |
| 00-NS-L** | 5 mL | 100 µL | 200 µL | 300 µL | 400 µL | 500 µL | ±0.5 | ≤0.6~≤0.3 |
| 00-NS-X** | 12.5 mL | 250 µL | 500 µL | 750 µL | 1000 µL | 1250 µL | ±0.5 | ≤0.6~≤0.3 |
| 00-NS-Y** | 25 mL | 0.5 mL | 1 mL | 1.5 mL | 2 mL | 2.5 mL | ±0.3 | ≤0.6~≤0.3 |
| 00-NS-Z** | 50 mL | 1 mL | 2 mL | 3 mL | 4 mL | 5 mL | ±0.3 | ≤0.6~≤0.2 |
| Numero máximo XXXXXX | | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | - | - |

** Jeringas no incluidas con Nichimate Stepper

Jeringas y adaptadores no incluidos

- Cat.# 00-NS-ADPY Adaptadores para jeringas de 25 ml [Cat.No 00-NS-Y]
- Cat.# 00-NS-ADPZ Adaptadores para jeringas de 50 ml [Cat.No 00-NS-Z]
- Cat.# 00-NS-STD Soporte para Nichipet Stepper [Cat. No 00-NSTP]
- Cat.# 00-NS-V 0.05mL jeringa con punta 100 unidades.
- Cat.# 00-NS-S 0.5mL jeringa, 100 unidades.
- Cat.# 00-NS-M 1.25mL jeringa, 100 unidades.
- Cat.# 00-NS-N 2.5mL jeringa, 100 unidades.

- | | |
|-----------------|--|
| • Cat.# 00-NS-L | 5.0 mL jeringa, 100 unidades. |
| • Cat.# 00-NS-X | 12.5mL jeringa, 100 unidades. |
| • Cat.# 00-NS-Y | 25mL jeringa, 50 unidades con adaptador. |
| • Cat.# 00-NS-Z | 50mL jeringa, 25 unidades con adaptador. |