

La tecnología de manejo de líquidos de Nichiryo apoya a clientes de todo el mundo en diversos campos, desde Ciencias Biológicas hasta Laboratorios Clínicos.



Características

- Las piezas de contacto con el líquido son químicamente resistentes.
- Las piezas son fácilmente de desmantelar y cambiar.
- El líquido puede agregarse con el embudo sin cambiar a configuración del dispositivo
- Autoclave sin desarmar

Especificaciones Técnicas

Cat. No	Rango de volumen (ml)	Incrementos (ml)	Tamaño de botella (ml)	Dimensión(mm) x Altura(mm)	Exactitud / Precisión
00-AJ-1	0.2 ~ 1	0.05	250	75 x 210 (165)	± 1.0/ ≤ 0.1
00-AJ-2	0.4 ~ 2	0.1	250	75 x 210 (165)	± 1.0/ ≤ 0.1
00-AJ-5	1 ~ 5	0.1	500	100 x 210 (165)	± 1.0/ ≤ 0.1
00-AJ-10	2 ~ 10	0.25	1000	146 x 210 (165)	± 1.0/ ≤ 0.1