



Características

- Dos modelos, cada uno con tres ajustes de volumen.
- Cambio de volumen colocando un espaciador de volumen en la pipeta.

Especificaciones Técnicas

Cat No.	Posición de volumen (mL)		
00-5100S	15.0	20.0	25.0
00-5100L	30.0	40.0	50.0

Accesorios opcionales no incluidos

- Cat.# 00-51TS Tubos desechables 25 mL (5 bolsas)
- Cat.# 00-51TL Tubos desechables 50 mL (5 bolsas)