

El agitador BenchRocker™ 2D entrega velocidad y ángulos de inclinación precisos para la obtención de óptimos resultados en el laboratorio. Puede ser utilizado en salas refrigeradas o incubadores.

La velocidad y el ángulo de inclinación pueden ser ajustados en cosa de segundos para adecuarse al tamaño del contenedor y al volumen de muestra.

A bajas velocidades y con un mínimo ángulo de inclinación el BenchRocker™ 2D genera un efecto de ondas suaves que no forman burbujas.

A velocidades altas y ángulos de inclinación máximos, se genera un agitación agresiva especial para muestras que requieren mezclas vigorosas.



### Especificaciones Técnicas

Ángulo de inclinación	0° a 30°
Velocidad	2 a 30 rpm
Capacidad de carga	2 kilo
Incluye superficie de contacto lisa.	